

**MLL**

# Betriebsanweisung

## Für Maschinen

DATUM: 23.09.15

Nächste Überprüfung: in einem Jahr

Unterschrift:

ARBEITSBEREICH:  
Bio-LaboreARBEITSPLATZ:  
TÄTIGKEIT:BEARBEITER: Beck  
VERANTWORTLICHE:

### ANWENDUNGSBEREICH

#### Arbeiten mit Autoklaven

#### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahr des Siedeverzuges beim Öffnen und Bewegen des Einfüllkorbes.
- Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen.

#### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Es ist die Bedienungsanleitung zu beachten (Hängt in der Nähe des Gerätes aus).
- Beim Öffnen des Autoklaven ist ein Gesichtsschirm und Thermo-Schutzhandschuhe zu tragen.
- Nach Ablauf des Autoklavierens Abdampfen lassen.
- Deckel erst öffnen, wenn die Temperaturanzeige auf 80° C gefallen ist.
- **Vorsicht** : bei viskosen Flüssigkeiten, wie Agar-Lösung auf mindestens 60°C abkühlen lassen.

#### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen Autoklaven abschalten und Vorgesetzten informieren.
- Brand: mit CO2 Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist.

#### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN : ERSTE HILFE

**Notruf:112**

- Augenkontakt: Gerät Autoklaviergut in die Augen unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen. Weiterbehandlung beim Augenarzt.
- Hautkontakt: Gründlich mit Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.
- Einatmen: Atemwege freihalten. Frischluft. Ruhe. Dexamethoson Spray einatmen lassen, evtl. Atemspende.
- Verschlucken: Reichlich Wasser trinken lassen. Erbrechen vermeiden.
- Gerät stromlos schalten, Verletzten aus Gefahrenbereich retten.

**Ersthelfer in der Abteilung Frau/Herr:**

#### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Die Gefahrstoffe sind in ordnungsgemäßen Behältern, mit ordnungsgemäßer Deklaration und Entsorgungsantrag der Entsorgung zuzuführen.
- Es gilt die Entsorgungsrichtlinie der TU-Muenchen.